

STETOSCOPIO ELETTRONICO RIESTER RI-SONIC - spinotto stereo 3,5 mm - 4311



STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-1 - SPINOTTO STEREO 3,5 mm

Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l'auscultazione tramite telemedicina, computer o dispositivo mobile, in tempo reale, da remoto o condividendo file registrati.

- lo stetoscopio PCP-1 si inserisce direttamente in qualsiasi dispositivo mobile, PC o tablet e fa uso dell'App eMurmur
- la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo il rumore di fondo
- i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico

Gli stetoscopi elettronici Ri-sonic consentono al medico di ascoltare i suoni interni del corpo di un paziente, quali i rumori cardiaci, polmonari o intestinali.

Modalità di funzionamento: continua

Protezione elettrica: Classe II protezione contro scosse elettriche

Spinotto: stereo 3,5 mm

Tensione: Ingresso: 2 V - 5 V CC

Classificazione: parte applicata di tipo BF

Peso: 145 g