

## **ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR SU - TAB conf. 1200 pz.**



AMBU BLUE SENSOR SU - gel liquido ad alta conduttività - maggiore e rapida adesione - connettore compensato unico - raccordo o tab - materiale di supporto occlusivo - sensore Ag/AgCl di alta qualità Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi. Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

• Codice AMBU: SU-00-C/100 • Descrizione: BLUE SENSOR SU • Applicazione: Riposo • Tipo di gel: Liquido • Materiale di supporto: Polimero • Dimensioni (mm): 49 x 33 • Forma: Lacrima • Vita del prodotto\* (mesi): 24 • Radiotrasparenza: NO • Tipo di connettore: TAB • Minimo di vendita: Confezione da 1200 pezzi. • Confezionamento: 12 sacchetti da 100 pz. \*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.