

ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR VL - 4 mm conf. 500 pz.



AMBU BLUE SENSOR VL - gel liquido ad alta conduttività - combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine - materiale microporoso traspirante - connettore compensato unico - sensore Ag/AgCl di alta qualità Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi. Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

• Codice AMBU: VL-00-A/25 • Descrizione: BLUE SENSOR VL • Applicazione: Lungo termine • Tipo di gel: Liquido • Materiale di supporto: Microporoso • Dimensioni (mm): 72 x 68 • Forma: Rotondo con compensatore • Vita del prodotto* (mesi): 24 • Radiotrasparenza: NO • Tipo di connettore: 4 mm • Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi. • Confezionamento: 20 sacchetti da 25 pz. *Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.