

Elettrodi ECG AMBU Blue Sensor R - Snap - Conf. 500 pz - Alta conduttività



AMBU Blue Sensor R - Elettrodi ECG professionali ad alta conduttività

Gli AMBU Blue Sensor R sono elettrodi ECG professionali progettati per garantire un monitoraggio cardiaco preciso, stabile e continuo in ambito ospedaliero, ambulatoriale e di emergenza. Grazie al gel liquido ad alta conduttività assicurano un'eccellente qualità del segnale e tracciati ECG chiari e affidabili.

Il sensore Ag/AgCl di alta qualità consente una trasmissione ottimale dell'impulso elettrico, riducendo artefatti e interferenze. L'ampia area di misurazione migliora la performance diagnostica, mentre il supporto in schiuma garantisce comfort al paziente e facilità di applicazione anche in caso di monitoraggio prolungato.

L'elevata adesione alla pelle evita distacchi accidentali e riduce i falsi allarmi, ottimizzando il flusso di lavoro nelle procedure di diagnostica cardiologica. Gli elettrodi AMBU Blue Sensor R rappresentano una soluzione affidabile ed efficiente per cardiologia, terapia intensiva,

pronto soccorso e monitoraggio continuo del paziente.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono gli elettrodi AMBU Blue Sensor R?

Sono elettrodi ECG monouso utilizzati per il monitoraggio cardiaco e l'esecuzione dell'elettrocardiogramma in ambito clinico e ospedaliero.

Che tipo di gel utilizzano?

Utilizzano un gel liquido ad alta conduttività che garantisce trasmissione stabile del segnale e tracciati ECG più chiari.

È necessario preparare la pelle prima dell'applicazione?

No, l'elevata adesione e il sensore Ag/AgCl permettono una lettura rapida e affidabile anche senza preparazione cutanea preventiva.

Gli elettrodi sono monouso?

Sì, sono elettrodi monouso progettati per garantire igiene, sicurezza e affidabilità clinica.

In quali reparti sono indicati?

Sono ideali per cardiologia, terapia intensiva, pronto soccorso, ambulatori specialistici e monitoraggio continuo.

Elettrodi ECG AMBU Blue Sensor R con gel ad alta conduttività. Ideali per cardiologia e monitoraggio continuo. Confezione da 500 pezzi disponibili.

- Codice AMBU: R-00-S/25
- Descrizione: BLUE SENSOR R
- Applicazione: Sotto sforzo
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Schiuma
- Dimensioni (mm): 57 x 48
- Forma: Rotondo con compensatore
- Vita del prodotto* (mesi): 24
- Radiotrasparenza: NO
- Tipo di connettore: SNAP
- Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi.
- Confezionamento: 20 sacchetti da 25 pz.

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.