

ELETTRODI AMBU BLUE SENSOR M - 4 mm conf. 1000 pz.



AMBU BLUE SENSOR M - gel liquido ad alta conduttività - adesione superiore - materiale di supporto occlusivo - connettore compensato unico - sensore Ag/AgCl di alta qualità Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi. Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

• Codice AMBU: M-00-A/50 • Descrizione: BLUE SENSOR M • Applicazione: Breve termine • Tipo di gel: Liquido • Materiale di supporto: Polimeri • Dimensioni (mm): 40,8 x 34 • Forma: Rotondo con compensatore • Vita del prodotto* (mesi): 15 • Radiotrasparenza: NO • Tipo di connettore: 4 mm • Minimo di vendita: Confezione da 1000 pezzi. • Confezionamento: 20 sacchetti da 50 pz. *Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.