

**ELETTRODI FOAM 3M RED DOT 2228 - 3,71x3,25 cm
- 20 buste da 50 conf. 1000 pz.**



ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in schiuma - Codice 3M: 2228 - Elettrodi 3M™ Red Dot™ - 3,71 x 3,25 cm - Scatola da 1.000 pezzi (20 buste da 50 pezzi) Il supporto adesivo in schiuma e il gel colloso brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni.