

**ELETTRODI FOAM 3M RED DOT 2228BA - 3,71x3,25
cm 20 buste da 40 conf. 800 pz.**



ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in schiuma - Codice 3M: 2228BA - 3M™ Red Dot™ - 3,71 x 3,25 cm con adattatore 4 mm - Scatola da 800 pezzi (20 buste da 40 pezzi) Connessione a banana. Il supporto adesivo in schiuma e il gel colloso brevettato garantiscono un contatto eccellente con la cute. Lo spessore consente l'applicazione rapida e il riempimento delle connessioni irregolari.