

Elettrodi Foam 3M Red Dot 2570 - 4 × 3,5 cm per Monitoraggio ECG (Conf. 50 pz)



ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in schiuma - Codice 3M di riferimento: 2570 - Misure: 4 x 3,5 cm - Elettrodo nastro in schiuma e gel adesivo radiotrasparente. Utilizzabile per 5 giorni.

Gli elettrodi Foam 3M Red Dot 2570 sono elettrodi adesivi monouso progettati per il monitoraggio ECG continuo e affidabile in ambito ospedaliero e ambulatoriale. Grazie alla tecnologia 3M Red Dot, garantiscono un'eccellente qualità del segnale e una buona adesione alla pelle anche durante monitoraggi prolungati.

Realizzati con supporto in schiuma (foam) e gel adesivo radiotrasparente, assicurano comfort per il paziente e stabilità durante l'applicazione. La struttura in schiuma favorisce la traspirazione cutanea e migliora la conformabilità alla superficie della pelle, contribuendo a mantenere un contatto stabile con l'elettrodo.

Con dimensioni di 4 × 3,5 cm, questi elettrodi sono indicati per diversi contesti clinici, tra cui monitoraggio cardiaco, diagnostica ECG e controllo dei parametri cardiaci durante procedure mediche. La qualità costruttiva 3M garantisce affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Gli elettrodi possono essere utilizzati fino a 5 giorni di monitoraggio, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per il controllo cardiaco continuo. La confezione da 50 pezzi è ideale per strutture sanitarie, studi medici e reparti ospedalieri.

FAQ - Domande e Risposte

Per quale utilizzo sono indicati gli elettrodi 3M Red Dot 2570?

Sono indicati per il monitoraggio ECG e il controllo dei parametri cardiaci.

Quanto durano una volta applicati?

Possono essere utilizzati fino a 5 giorni di monitoraggio.

Che dimensioni hanno gli elettrodi?

Misurano 4 × 3,5 cm.

Il supporto è in schiuma?

Sì, sono elettrodi con supporto foam per maggiore comfort e adesione.

Quanti elettrodi contiene la confezione?

La confezione contiene 50 pezzi.

Elettrodi Foam 3M Red Dot 2570 per monitoraggio ECG, misura 4×3,5 cm con gel adesivo radiotrasparente. Confezione da 50 pezzi.