

**ELETTRODI TNT 3M RED DOT 2238 materiale morbido - diametro 6 cm - 20 buste da 50 conf. 1000 pz.**



ELETTRODI 3M™ RED DOT™ Elettrodi di monitoraggio in tessuto non tessuto - Codice 3M: 2238 - 3M™ Red Dot™ - Ø 6 cm - tessuto morbido - conf. da 1.000 (20 buste da 50 pezzi) Elettrodo di monitoraggio in stoffa con gel solido e linguetta sollevabile. Traspirante, flessibile e conformabile, delicato sulla cute, confortevole per il paziente. Radiotrasparente. Indossabile per 3 giorni.