

**ELETTRODO MONOUSO FOAM CON CONNESSIONE  
SNAP DECENTRATA 42mm - rotondo - pediatrico  
conf. 1000 pz.**



ELETTRODI MONOUSO CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO Codice FIAB: F2017P  
Materiale: Schiuma PE Dimensioni: 42 mm Gel: Liquido Paziente: Pediatrico Minimo vendita:  
conf. da 1.000 (20 buste da 50) Applicazione monitoraggio a breve, medio e lungo termine,  
registrazione ECG sotto sforzo e holter Tutti gli elettrodi hanno sensori in cloruro di argento