

**ELETTRODO MONOUSO FOAM CON CONNESSIONE
SNAP DECENTRATA 50mm - rotondo - adulto conf.
1000 pz.**



ELETTRODI MONOUSO CON CONNETTORE SNAP DECENTRATO Codice FIAB: F2017 Materiale: Schiuma PE Dimensioni: 50 mm Gel: Liquido Paziente: Adulto Minimo vendita: conf. da 1.000 (20 buste da 50) Applicazione monitoraggio a breve, medio e lungo termine, registrazione ECG sotto sforzo e holter Tutti gli elettrodi hanno sensori in cloruro di argento