

**ELETTRODO MONOUSO PE-FOAM 28-44mm -  
rettangolare - adulto/ped conf. 2000 pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9046 • Materiale: Schiuma - PE  
• Dimensione: Ø 28x44 mm • Gel: Solido • Forma: Rettang. • Connessione: Snap • Paziente:  
Adulto, Pediatrico • Applicazione: ECG a riposo, sotto sforzo, holter • Minimo di vendita:  
Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)