

**ELETTRODO RADIOTRASPARENTE MONOUSO PE-
FOAM 28-44mm -rettangolare - ad/ped conf. 2000
pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free

- Codice FIAB: F9046 RM • Radioluciente e amagnetico
- Materiale: Schiuma - PE • Dimensione: Ø 28 x 44 mm
- Gel: Solido • Forma: Rettang.
- Connessione: Snap al carbonio
- Paziente: Adulto, Pediatrico
- Applicazione: ECG a riposo, sotto sforzo, holter, MRI
- Minimo di vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)