

## **ELETTRODI MONOUSO FOAM 32-36 mm - pediatrici conf. 2000 pz.**



### **ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free**

- Codice FIAB: F9089P-100
- Materiale: Schiuma
- Dimensione: Ø 32 x 36 mm
- Gel: Solido • Forma: Ovale
- Connessione: Snap
- Paziente: Pediatrico
- Applicazione: riposo, stress, holter ECG
- Minimo di vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)

Gli elettrodi monouso pediatrici in foam 32-36 mm sono dispositivi progettati per il monitoraggio ECG e l'uso in esami diagnostici su pazienti pediatrici. Realizzati con supporto in schiuma (foam), garantiscono un'elevata adesività sulla pelle e un ottimo comfort anche durante applicazioni prolungate.

Questi elettrodi sono dotati di gel solido ad alta conducibilità, che consente una trasmissione stabile del segnale elettrocardiografico, riducendo al minimo artefatti e interferenze. La connessione snap assicura un collegamento rapido e sicuro con i cavi ECG, facilitando il lavoro degli operatori sanitari.

Grazie al formato compatto 32-36 mm, risultano particolarmente indicati per l'utilizzo su pazienti pediatrici, dove è fondamentale utilizzare elettrodi di dimensioni adeguate per garantire precisione e comfort. Sono ideali per applicazioni in ospedali, ambulatori, studi medici e centri diagnostici, sia per esami a riposo che per monitoraggi prolungati (Holter ECG).

Il materiale latex free riduce il rischio di reazioni allergiche, rendendo questi elettrodi sicuri anche per pazienti sensibili. La confezione da 2000 pezzi rappresenta una soluzione conveniente per strutture con elevato volume di utilizzo.

### **Caratteristiche principali:**

- Elettrodi ECG pediatrici monouso
  - Diametro 32-36 mm
  - Supporto in foam (schiuma)
  - Gel solido ad alta conducibilità
  - Connessione snap
  - Latex free
  - Ideali per ECG a riposo, stress test e Holter
  - Confezione 2000 pezzi (bulk)
- 

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **Per quali pazienti sono indicati?**

*Sono progettati per pazienti pediatrici.*

#### **Sono adatti per monitoraggi prolungati?**

*Sì, possono essere utilizzati anche per Holter ECG.*

#### **Che tipo di connessione utilizzano?**

*Connessione snap standard.*

**Contengono lattice?**

*No, sono latex free.*

**Sono riutilizzabili?**

*No, sono dispositivi monouso.*

Elettrodi ECG pediatrici foam 32-36 mm con gel solido e connessione snap.

Latex free, ideali per ECG e Holter.

Confezione bulk da 2000 pezzi per uso professionale.