

**ELETTRODI MONOUSO FOAM 32-36 mm - pediatrici**  
**conf. 2000 pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9089P-100 • Materiale: Schiuma • Dimensione: Ø 32 x 36 mm • Gel: Solido • Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente: Pediatrico • Applicazione: riposo, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da 2.000 pz (20 buste da 100)