

**ELETTRODI MONOUSO TNT 40 mm - pediatrici conf.
1200 pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F2080P • Materiale: Tessuto non tessuto • Dimensione: Ø 40 mm • Gel: Solido • Forma: Tondo • Connessione: Snap • Paziente: Pediatrico • Applicazione: riposo, lungo termine, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da 1.200 pz (24 buste da 50)