

ELETTRODI A FRANCOBOLLO - pre-gellati, monouso, pediatrici conf. 520 pz.



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free

- Codice FIAB: F3001NECG
- Materiale: Gelificata
- Dimensione: 34 x 13 mm
- Gel: Solido
- Forma: TAB
- Connessione: Alligator
- Paziente: pediatrico, neonatale
- Applicazione: riposo ECG
- Minimo di vendita: Conf. da 520 pz (13 buste da 40)