

**ELETTRODI FOAM MONOUSO 48-50mm - gel conf.  
1200 pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9067 • Materiale: Schiuma - PE  
• Dimensione: Ø 48 x 50 mm • Gel: Liquido • Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente:  
adulto • Applicazione: riposo, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Conf. da 1.200 pz (24  
buste da 50)