

## **ELETTRODI PE-FOAM MONOUSO 48-50 mm - ovali adulti conf. 50 pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9060 • Materiale: Schiuma - PE  
• Dimensione: Ø 48 x 50 mm • Gel: Solido • Forma: Ovale • Connessione: Snap • Paziente:  
adulto • Applicazione: riposo, lungo termine, stress, holter ECG • Minimo di vendita: Busta  
da 50 pz.