

**ELETTRODI PE-FOAM MONOUSO 28-44 mm -
rettangolari adulti conf. 1000 pz.**



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9047/4FL • Materiale: Schiuma - PE • Dimensione: 28 x 44 mm • Gel: Liquido • Forma: Rettangolare • Connessione: Spina 4 mm • Paziente: adulto • Applicazione: riposo ECG • Minimo di vendita: Conf. da 1.000 pz (20 buste da 50)