

ELETTRODI FOAM MONOUSO 23-30 mm ovali con cavo 35cm - pediatrici conf. 150 pz.



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9053N • Materiale: Schiuma • Dimensione: Ø 23 x 30 mm • Gel: Solido • Forma: Ovale • Connessione: spina da 4 mm • Paziente: pediatrico, neonatale • Applicazione: monitoraggio della registrazione ECG • Minimo di vendita: Conf. da 1.50 pz (5 buste da 30)