

ELETTRODI FOAM MONOUSO 23-30 mm ovali con cavo 50cm - pediatrici conf. 150 pz.



ELETTRODI UNIVERSALI PER ECG - latex free • Codice FIAB: F9058N • Materiale: Schiuma •
Dimensione: Ø 23 x 30 mm • Gel: Solido • Forma: Ovale • Connessione: spina da 1,5 mm •
Paziente: pediatrico, neonatale • Applicazione: registrazione ECG a lungo monitoraggio •
Minimo di vendita: Conf. da 1.50 pz (5 buste da 30)