

Elettrodi 3M Red Dot 2330 ECG Conf. 100 pz



ELETTRODI 3M RED DOT 2330 - CONF. 100 PEZZI

Gli elettrodi 3M Red Dot 2330 sono elettrodi adesivi con gel progettati per elettrocardiogramma (ECG) a riposo e monitoraggi cardiaci a breve termine.

Grazie alla qualità costruttiva 3M, garantiscono adesione stabile, buona conduttività del segnale e riduzione degli artefatti durante la registrazione del tracciato.

La superficie adesiva con gel conduttivo consente un'applicazione rapida e confortevole sul paziente, assicurando stabilità anche durante monitoraggi ambulatoriali.

Ideali per ambulatori, studi medici, reparti di cardiologia e strutture sanitarie.

Caratteristiche principali:

- Codice 3M: 2330
- Elettrodi adesivi con gel
- Indicati per ECG a riposo

- Monitoraggio a breve termine
- Dimensioni: 3,2 x 2,2 cm
- Confezione da 100 pezzi

Soluzione professionale per diagnostica cardiologica affidabile e sicura.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Per che tipo di utilizzo sono indicati?

Sono indicati per ECG a riposo e monitoraggi cardiaci di breve durata.

Sono adatti per uso professionale?

Sì, sono progettati per ambulatori, ospedali e strutture sanitarie.

Che tipo di gel utilizzano?

Utilizzano gel conduttivo per garantire una trasmissione stabile del segnale.

La confezione da quanti pezzi è composta?

La confezione contiene 100 elettrodi monouso.

Elettrodi 3M Red Dot 2330 per ECG a riposo, adesivi con gel per monitoraggio a breve termine.
Confezione da 100 pezzi.