

## **BOCCAGLI ADULTI - monouso conf. 500 pz.**



Boccagli monouso di carta adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente.

- Materiale: carta
- Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,8 x 3 x 6,5 cm (adulto)
- Da utilizzare con i codici: 33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534
- Compatibile con: Micromedical, Vitalograph, Mir, Ferraris (Koko legend), Cardiette, (Pneumos 300)