

AUDIOMETRO PER SCREENING MAICO MA1 CON CUFFIE



AUDIOMETRO MAICO MA1 CON CUFFIE AUDIOMETRICHE Audiometro da screening dal design super-leggero, abbastanza piccolo da stare nel palmo della mano. Ideale per finalità di screening rapido. Il dispositivo è in grado di trasmettere un tono puro a un solo orecchio alla volta. La gamma di intensità di stimolazione è compresa tra 15 e 50 dB HL con incrementi di livello di 5 dB. Le frequenze di test vanno da 500 a 4000 Hz. Funzione ON/OFF automatica. Fornito con cuffie audiometriche DD45, supporto e 2 batterie AA. Manuale multilingue: GB, FR, IT.

Segnale del test:: tono puro (continuo) Frequenze di test: 500, 1000, 2000, 4000 Hz Incrementi di livello: 5 dB Intensità stimolo: 15 dB HL - 50 dB HL Accuratezza - distorsione: ± 4 dB - inferiore a 3% Dimensioni - peso: 6,4x15,3xh 2,3 cm - 115 g Alimentazione: 2 batterie AA (incluse) Standard: IEC 60601-1:2012 Tipo B, IEC60601-1-2:2014 Classificazione: Classe IIa (EU 2017/745) Dispositivo medico