

AUDIOMETRO DIAGNOSTICO PICCOLO PLUS **aerea+ossea+mascheramento**



Piccolo Plus diagnostico - aerea + ossea + mascheramento da utilizzare con il PC Piccolo è un audiometro diagnostico portatile che offre funzionalità di audiometria aerea e ossea. Può essere controllato da un PC con sistema operativo Windows. Leggerezza, design compatto, potenza, software user-friendly e connettività Noah: queste caratteristiche contribuiscono a rendere Piccolo la scelta ideale per i professionisti del settore. - controllo da computer tramite software Maestro Compatibile con Windows 7, 8, 10 - piccolo e leggero - alimentazione con cavo USB da computer Lingue software: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RU. Manuale su CD e guida rapida: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, NL. Piccolo richiede la calibrazione annuale da parte di un centro autorizzato. Su www.gimaitaly.com è riportato l'elenco dei Paesi in cui è presente un centro Made in Italy.

Tipo di dispositivo: Controllato da PC Classe EN 60645-1, ANSI S3.6: 3 - diagnostico Versione: AC, BC Mascheramento: NBN Tono warble: Sì Tono pulsato: 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz Gamma di frequenza: 125 - 8.000 Hz Intensità massima dei segnali AC: AC: da -10 a 120 dB HL / BC: da -10 a 80 dB HL Passo attenuatori: 5 dB Audiometria automatica: Soglia automatica HW Talk overr: Microfono esterno Connessione al PC: USB [senza driver] Software di controllo: Modulo Maestro App di controllo: - Maestro (App Store) Dimensioni: 16x16x3cm (16,3x6,3x1,2 pollici) Peso: 300 g (10,6 oz) Tensione di esercizio: 100-240 V, 50/60 Hz