

CABINA AUDIOMETRICA PRO 28 BASIC 96x96x197 cm



PRO 28 BASIC - 96x96x197 cm Cabina insonorizzata con isolamento interno innovativo e tecnologia acustica per prestazioni di insonorizzazione superiori nella soluzione più compatta. La finitura interna è costituita da una speciale fibra fonoassorbente rivestita con materiale acustico igienizzabile, ignifugo e altamente resistente con un'acustica perfetta. Consigliata per screening dell'udito e test diagnostici quando lo spazio disponibile è limitato. Made in Italy.

Dimensioni esterne (cm): 96x96xh 197 Dimensioni interne (cm): 81x81xh 180 Porta dimensioni cm: 55xh 168 apertura: Sinistra/Destra Finestra dimensioni cm: 52xh 52 materiale: vetro isolante di sicurezza a 2 cristalli Spessore parete cm: 7,5 Peso (kg): 233 Ventilazione: no Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz: 36,2 Potenza di illuminazione interna V-Hz: 230 - 50/60 Norme: Classe I Regolamento UE 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici