

MISURATORE APNEE NEL SONNO



ANALIZZATORE DI APNEA DEL SONNO Adatto per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), malattie polmonari croniche ostruttive, asma, malattie vascolari o pazienti sopra i 60 anni. Per uso domestico e ospedaliero. - modello da polso, maneggevole e leggero - dispositivo multi-funzione per ottenere informazioni fisiologiche - misurazione SpO2, frequenza cardiaca, suono cardiaco, grafico a barre - indicazione dell'andamento del battito e del flusso d'aria nasale - allarme in caso di batteria scarica, dito non collegato e superamento limite - orologio in tempo reale - registratore multi-care - software di analisi per PC - registrazione dati continua per 20 ore

Campo di misura del flusso d'aria nasale: 0-40 rpm ± 2 rpm Campo di misura SpO2: 0-100 % ± 2 % (70-100 %), risoluzione 1% Campo di misura frequenza cardiaca: 30-250 bpm ± 2 bpm or ± 2 % (select the larger) Resistenza luce esterna: La differenza tra il valore misurato in condizioni di luce artificiale e luce naturale interna e quello misurato in luogo buio è minore di ± 1 % Schermo: LCD a colori 1,8" Consumo: ≈ 100 mA Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,7 V Durata batteria: funziona per più di 20 ore consecutive Tipo di sicurezza: alimentato internamente, parte applicata tipo BF Dimensioni dispositivo: 69x50x17,3 mm Peso: 100g (batteria al litio inclusa)