

TAPPINI SANIBEL ADI INFANT 5-8 mm - giallo conf. 100 pz.



TAPPINI NEONATALI FLANGIATI SANIBEL™ ADI Tappino 5-8 mm - giallo I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici. Realizzati in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti. Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiati per i neonati). La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. Tutti i tappini Sanibel™ sono senza lattice.

COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ ADI - Amplivox® Otowave™ con sonda chiara (Tipo 1) - Interacoustics® AT235™ & AT235h™ con adattatore punta della sonda chiara, AA222™ & AA220™ con adattatore punta della sonda chiara, Eclipse™ e MT10™ con adattatore punta della sonda chiara, Titan™ - Maico® MI24™, MI26™, MI34™, MI44™ con adattatore punta della sonda chiara, easyTimp™ - Otowave™ - Ero-scan plus™ - easyScreen™ - MEDRx® Otowave™ - Grason-Stadler®: Corti™