

AUDIOMETRO DIAGNOSTICO AMPLIVOX 240



AUDIOMETRO DIAGNOSTICO AMPLIVOX 240 - via aerea, via ossea, mascheramento
Audiometro diagnostico conveniente con connettività USB, ideale per l'uso sia nello studio sia nelle visite a domicilio. - funzionalità di memorizzazione della soglia - tono singolo, pulsato o modulato in frequenza preimpostato - 11 frequenze da 125 a 8.000 Hz (AC), da 250 a 8.000 Hz (BC) - intervallo da -10 a 120 dBHL (AC), da -10 a 70 dBHL (BC), 90 dBHL max (250 a 4.000 Hz) uscita inserto mascheramento - funzione di test automatico AC Fornito con cuffia audiometrica, vibratore osseo, pulsante di risposta paziente, schede audiogrammi (conf. da 50), alimentatore, valigetta e manuale GB, IT, ES, a richiesta FR, SE, RU, PT. 2 righe da 24 caratteri su display retroilluminato. Peso: 735 g Dimensioni: 270x175x68 mm Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz.