

LICENZA REFLEX PLUS per test ipsilaterale con Timpani



LICENZA RIFLESSI - PLUS per timpanometro portatile Timpani cod. 53560 Per eseguire il test dei riflessi acustici ipsilaterali a 0,5, 1, 2 e 4 kHz.

- Riflesso acustico - Stimolazione: ipsilaterale a 226 Hz - Test disponibili: soglia automatica, intensità fissa - Stimoli: 0,5, 1, 2 e 4 kHz (con licenza riflessi Plus) - Int. max: 100 dB HL (ipsi) - Durata stimolo: 1 sec