

ELETTRODI ECG AMBU WHITESENSOR 4540 - 4 mm conf. 300 pz.



AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR 4540 Gel liquido a elevata conduttività che garantisce un tracciato veloce e accurato durante l'ECG a 12 derivazioni. L'adesivo estremamente resistente evita il distacco degli elettrodi, con conseguente risparmio di tempo. Il connettore da 4 mm radiotrasparente permette di sottoporre il paziente a raggi X e procedure scanner. Confezioni da 5 pezzi ciascuna.

- Codice AMBU: 4540 • Descrizione: WhiteSensor 4540 • Applicazione: Riposo • Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Foam • Dimensioni (mm): 32 x 44 • Forma: Rettangolo • Vita del prodotto* (mesi): 24 • Radiotrasparenza: SI • Tipo di connettore: 4 mm • Minimo di vendita: Confezione da 300 pezzi. • Confezionamento: 5 sacchetti da 60 pz.