

## **ELETTRODI ECG AMBU WHITESENSOR WS-00-S/50 - snap conf. 600 pz.**



AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR WS-00-S/50 Gel solido altamente conduttivo a forte adesione per garantire una valida qualità del segnale durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.

• Codice AMBU: WS-00-S/50 • Descrizione: WhiteSensor WS-00-S/50 • Applicazione: Breve termine  
• Tipo di gel: Solido • Materiale di supporto: Foam • Dimensioni (mm): 36 x 40 • Forma: Lacrima • Vita del prodotto\* (mesi): 30 • Radiotrasparenza: NO • Tipo di connettore: Snap • Minimo di vendita: Confezione da 600 pezzi. • Confezionamento: 12 sacchetti da 50 pz.