

ELETTRODI ECG AMBU WHITESENSOR 0315M - tab conf. 500 pz.



AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR 0315M Elettrodo a linguetta di dimensioni ridotte con gel solido per ECG a 12 derivazioni. Il design a spina di pesce impedisce il sollevamento dell'elettrodo anche se l'adattatore si annoda. Confezioni da 10 pezzi ciascuna.

• Codice AMBU: 0315M • Descrizione: WhiteSensor 0315M • Applicazione: Breve termine • Tipo di gel: Solido • Materiale di supporto: Polimero • Dimensioni (mm): 35 x 21 • Forma: Linguetta • Vita del prodotto* (mesi): 24 • Radiotrasparenza: SI • Tipo di connettore: Tab • Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi. • Confezionamento: 10 sacchetti da 100 pz.