

ELETTRODI ECG AMBU WHITESENSOR 4500M-H - snap conf. 300 pz.



AMBU® WhiteSensor Gli elettrodi WhiteSensor combinano versatilità, qualità e funzionalità. La vasta gamma di misure, forme, tipi di gel e materiali di supporto facilita la scelta del dispositivo ottimale per ogni situazione. Le funzioni sono selezionate attentamente per adattarsi a ogni singola situazione e a tutte le esigenze di monitoraggio del paziente. I materiali flessibili e affidabili e gli adesivi seguono i movimenti della cute senza staccarsi, garantendo confort per il paziente e qualità del segnale. AMBU® WHITESENSOR 4500M-H Dotato di gel liquido con buona adesività, garantisce una valida qualità del segnale durante le applicazioni di monitoraggio ECG a breve termine. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.

• Codice AMBU: 4500M-H • Descrizione: WhiteSensor 4500M-H • Applicazione: Sotto sforzo / Breve termine • Tipo di gel: Liquido • Materiale di supporto: Foam • Dimensioni (mm): 50 x 48 • Forma: Rotonda • Vita del prodotto* (mesi): 24 • Radiotrasparenza: NO • Tipo di connettore: Snap • Minimo di vendita: Confezione da 300 pezzi. • Confezionamento: 5 sacchetti da 60 pz.