


Cavo Paziente ECG 3,5 m Snap Compatibile Esaote Schiller



CAVO PAZIENTE ECG 3,5 M SNAP COMPATIBILE ESAOTE E SCHILLER

Il cavo paziente ECG 3,5 metri con attacco snap è progettato per il collegamento tra elettrodi e elettrocardiografi compatibili Esaote e Schiller.

Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce trasmissione stabile del segnale ECG e affidabilità durante il monitoraggio cardiaco.

La lunghezza di 3,5 metri assicura maggiore libertà operativa durante esami diagnostici, test sotto sforzo e monitoraggi ambulatoriali.

Compatibile con diversi modelli di elettrocardiografi Esaote e Schiller, rappresenta una soluzione sicura per sostituzione o ricambio del cavo originale.

- Derivazioni: Snap
- Lunghezza cavo (Lunghezza dal connettore al giogo): 3,5 m

COMPATIBILITA' (MARCHIO E MODELLI)

- ESAOTE: P80, P80six, P80power, P8000, P8000power, P8000 tele, MyCardiopad, MyCardiopad XL, AT-10 plus, AT-102 plus, Cardiovit M2015 ecc
- SCHILLER: AT-1, 1G2, -2, -2plus, -2light, -4, -101, -104, -110, -5, -6, -10, -10+, -10plus, -102, -102G2, -60, -100, -104PC, CS-6, -6/12, -12, -100, serie -200 MS-2007, -2010, -2015

Cavi paziente compatibili per elettrocardiografia e test da sforzo.

Per garantire la sicurezza del paziente in qualsiasi circostanza, tutti i cavi sono dotati di un dispositivo di protezione dalla defibrillazione. La qualità è garantita dal design, dal processo di fabbricazione e dalle prove finali eseguite con stazioni di lavoro computerizzate.

Lunghezza standard dei cavi pari a 2,2 m (dal connettore al giogo), derivazioni per il torso 0,76 m, derivazioni per gli arti 1,2 m.

Alcuni cavi hanno lunghezza pari a 3,5 m per migliorare l'usabilità nelle prove sotto sforzo.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO.

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

Con quali marche è compatibile il cavo?

È compatibile con diversi modelli Esaote e Schiller.

Che tipo di connessione utilizza per gli elettrodi?

Utilizza attacco snap standard per elettrodi ECG.

Qual è la lunghezza del cavo?

La lunghezza è di 3,5 metri.

È un ricambio originale o compatibile?

È un cavo compatibile progettato per garantire piena funzionalità con i dispositivi indicati.

Cavo paziente ECG 3,5 metri con attacco snap compatibile Esaote e Schiller. Accessorio per elettrocardiografi professionali. Alta qualità e affidabilità.