


Carta termica ECG 110x140 mm - pacco da 143 griglia arancio conf. 20 pacchi



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • COMEN - CM600 • DIMED - LTD440 - LTD445/S • EDAN - SE-601 • FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI - OP222TE - FX7202

Tipo: pacco Larghezza: 110 mm Lunghezza: 140 mm Fogli: 143 Indicatori: sì Griglia: arancione