


**Carta termica ECG 210x295 mm - pacco da 150 f.  
griglia arancio 1 pacco**



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore  
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • BIOLIGHT - E70 - E80 • DIMED - LTD450 - LTD455/S - LTD455/W • EDAN - SE-6 - 12 - 1200 EXP • MARQUETTE - HELLIGE - GE - Cardiosmart - MAC 1200/1600 • MINDRAY - BeneHeart R12

Tipo: pacco Larghezza: 210 mm Lunghezza: 295 mm Fogli: 150 Indicatori: sì Griglia: arancione