


Carta termica ECG 80x20 mmxm - rotolo griglia arancio conf. 10 rotoli



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • BIO CARE - iE3 • BIOLIGHT - BLT - 1203A - E 30 • BIOSET-HORMAN - 3800 • COMEN - CM300 • CONTEC - 300G - 300GT

Tipo: rotolo Larghezza: 80 mm Lunghezza: 20 m Fogli: - Indicatori: no Griglia: arancio