


Carta termica ECG 60x75 mm x 250 - pacco griglia blu conf. 25 pacchi



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: Produttore ECG: ELETTRONICA TRENTINA, CARDIETTE, CARDIOLINE Modello: AR 600 Adv

Tipo: pacco Larghezza: 60 mm Lunghezza: 15 mm Fogli: 250 Indicatori: sì Griglia: blu