


## **Carta termica ECG 63x75 mm x 400 - pacco griglia arancio conf. 25 pacchi**



Compatibile con i seguenti modelli di ECG: Produttore ECG: FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI  
Modello: OP 112 TE, FX 2111, FX 7101, FX 7102, FCP 2201 G Produttore ECG: SIEMENS  
Modello: Cardiostat 11

Tipo: pacco Larghezza: 63 mm Lunghezza: 75 mm Fogli: 400 Indicatori: sì Griglia: arancione