


Carta termica ECG 58x25 mmxm - rotolo griglia arancio conf. 20 rotoli



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • ASPEL - Ascard B5 eco - Mr. Green - mint • BTL - 08/MT - 08/MD - 08/MD3 • DIMED - LTD410 - Heartscreen 60G • GIMA - Cardiogima 1M - Cardiogima 3M • INNOMED - HearthMirror IKO 3 - HeartScreen 60 IKO - HeartScreen 60 G • PROGETTI - EPG Basik-pocket

Tipo: rotolo Larghezza: 58 mm Lunghezza: 25 m Fogli: - Indicatori: no Griglia: arancione