


## **Carta termica ECG 63x30 mmxm - rotolo griglia arancio conf. 20 rotoli**



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore  
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: • CAREWELL - ECG-1103B - 1103G - 1103L • NIHON KOHDEN - Cardiofax 8110 - Cardiofax 9620 - Cardiofax 1150K

Tipo: rotolo Larghezza: 63 mm Lunghezza: 30 m Fogli: - Indicatori: no Griglia: arancione