


Carta termica ECG 110x140 mmxm - pacco griglia bianca conf. 20 pacchi



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: Produttore ECG: NIHON KOHDEN
Modello: GEM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950

Tipo: pacco Larghezza: 110 mm Lunghezza: 140 mm Fogli: 143 Indicatori: sì Griglia: bianca