


Carta termica ECG 210x295 mmxm - pacco griglia bianca 1 pacco



PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore
Compatibile con i seguenti modelli di ECG: Produttore ECG: NIHON KOHDEN
Modello: 1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250

Tipo: pacco Larghezza: 210 mm Lunghezza: 295 mm Fogli: 170 Indicatori: sì Griglia: bianca