

## **DOPPLER VASCOLARE V2008 - sonda 8MHz**



### **DOPPLER VASCOLARE V2008 - sonda 8MHz**

Alta sensibilità, leggero e di piccole dimensioni. Le sue sonde sono ideali per essere utilizzate da medici generici o da specialisti per esami vascolari di routine in pronto soccorso, per localizzazione dei vasi sanguigni e anche da specialisti urologi, diabetologi e ginecologi. I segnali di flusso o frequenza cardiaca sono facilmente individuati dalla sonda, mentre un processore interno riduce al minimo i rumori di fondo. Provvisto di altoparlante incorporato con volume regolabile da una manopola girevole. Garanzia 2 anni. Fornito in un'elegante borsa con sonda, cavo, gel e manuale in 7 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, GR, PT.

Ideale per applicazioni in angiologia, diabetologia, ginecologia, medicina generale e monitoraggio vascolare periferico, il dispositivo viene fornito completo di sonda, cavo, gel e pratica borsa per il trasporto.

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

## **A cosa serve il Doppler vascolare V2008?**

*Serve per il monitoraggio del flusso sanguigno e la rilevazione dei segnali vascolari periferici.*

## **Che frequenza utilizza la sonda?**

*Il dispositivo monta una sonda da 8 MHz.*

## **È adatto all'uso ambulatoriale?**

*Sì, è ideale per ambulatori, studi medici e pronto soccorso.*

## **Il dispositivo è portatile?**

*Sì, è compatto, leggero e fornito con borsa per il trasporto.*

## **Il volume audio è regolabile?**

*Sì, dispone di altoparlante integrato con regolazione del volume.*

- Ultrasuoni
  - Frequenza: 2 o 5 o 8 MHz
  - Trasduttore: sonda a 2 cristalli banda stretta
  - Emissione: <15 mW/cm<sup>2</sup>
  - Audio: 300 Hz - 4 KHz
- Comandi
  - Tasto: 1 tasto (per l'unità on/off)
  - Controllo: regolazione volume
  - Indicatori: batterie scricche LED giallo
- Alimentazione
  - Batteria 9 V alcalino manganese (non inclusa)
  - Vita batterie: >9 ore • Uscite - Materiale: ABS / Noryl
  - Misure: 150 mm 75 mm - Peso: 299 g (compresa sonda)
  - Classificazione: Classe I Tipo B - IEC 60601-I
  - Produzione inglese - Garanzia: 1 anno