

Sonda di temperatura cutanea - ricambio per MONITOR PAZIENTE NEW CSM 8000 (cod. 35152)



Sonda di temperatura cutanea - ricambio per MONITOR PAZIENTE NEW CSM 8000 (cod. 35152)

La sonda temperatura cutanea è un accessorio di ricambio progettato per il monitor paziente New CSM 8000. Consente il monitoraggio continuo e preciso della temperatura corporea superficiale, supportando il personale sanitario nelle attività di controllo e sorveglianza clinica.

Realizzata per garantire affidabilità e compatibilità con il sistema di monitoraggio dedicato, la sonda rileva la temperatura cutanea del paziente in tempo reale, contribuendo alla raccolta di dati essenziali durante il monitoraggio in ospedale, ambulatorio, pronto soccorso

e assistenza domiciliare.

Grazie alla semplicità di collegamento e alla qualità costruttiva, rappresenta la soluzione ideale per sostituire sonde usurate o danneggiate, mantenendo elevate prestazioni e continuità operativa del monitor multiparametrico.

FAQ - Domande e Risposte

Con quale monitor è compatibile?

È compatibile con il monitor paziente New CSM 8000.

A cosa serve questa sonda?

Serve per il monitoraggio della temperatura cutanea del paziente.

È un ricambio originale?

Sì, è progettata come ricambio compatibile per il dispositivo indicato.

Può essere utilizzata in ambito ospedaliero?

Sì, è adatta per ospedali, ambulatori e strutture sanitarie.

La sonda misura la temperatura in continuo?

Sì, permette il monitoraggio continuo della temperatura cutanea.

Sonda temperatura cutanea di ricambio per [monitor paziente CSM 8000](#).

Sensore affidabile per il monitoraggio continuo della temperatura del paziente.