

## MONITOR SALUTE CHECK-ME LITE - WIRELESS



MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE wireless Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO<sub>2</sub>, pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata. - supporta misurazione con e senza cavi per ECG e SpO<sub>2</sub> (cavo opzionale) - verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec. - l'algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco, durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo - controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi con il sensore SpO<sub>2</sub> incorporato - forme d'onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili - software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub Manuale: GB, IT, ES, DE, FR Istruzioni audio: GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU Software PC: GB Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g