

MONITOR SEGNI VITALI CON ECG HOLTER CHECK-ME PRO - WIRELESS



MONITOR SEGNI VITALI CHECKME™ PRO CON HOLTER ECG - con Bluetooth Dispositivi wireless completi, compatti, versatili e portatili, permettono di monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque. Utilizzabile in vari contesti: ambulatorio, emergenze, studi medici, telemedicina. App MyBeats Hub. Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 80 g

ECG - utilizzabile con o senza cavi - frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda - 30/60 s di forme d'onda ECG riproducibili - algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo Holter ECG - facile da indossare e da usare - registra continuamente l'ECG per 24 ore - permette di controllare report e forme d'onda ECG su APP o PC - il report comprende frequenza cardiaca, ritmo e HRV (variabilità frequenza cardiaca) - il report holter può essere condiviso in Cloud, stampato o salvato come PDF SpO2 - utilizzabile con o senza cavi - misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni Monitor del sonno - monitor SpO2 per OSA (apnea ostruttiva del sonno) - registra e traccia SpO2 e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore - APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO2 Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189) - permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato - misurazione rapida ed elevata precisione - sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato Contapassi - calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati - sensore smart 3D ad alta precisione integrato APP - supporta

iOS e Android - Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati dal dispositivo al telefono/tablet
Browser per PC - software di gestione dei dati medici - dati utente, profilo utente, letture e forme d'onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB