

MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP2 con display per 35186-7



MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP2 CON DISPLAY Dispositivo portatile smart per misurare la pressione sanguigna. - una ricarica batteria per 1000 misurazioni - facile da usare, robusto e durevole - misurazione professionale - letture: - pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca; - pressione pulsatoria, MAP (pressione arteriosa media) - battito irregolare - funziona con Smartphone - colonna mercurio virtuale in tempo reale nella App durante la misurazione - forma d'onda frequenza cardiaca in tempo reale - gestione multi-paziente - registrazioni illimitate - funziona con Checkme Pro 35186, 35187. Fornito con bracciale, cavo di ricarica e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).

Bracciale: Circonferenza braccio: 22-42cm Wireless: Bluetooth 4.0 BLE Ingresso ricarica: Micro USB, 5V CC Durata batteria: 1000 misurazioni, ricaricabile Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg Frequenza cardiaca: 40-200 bpm ± 2 bpm App mobile per iOS: iOS 9.0 o superiore, iPhone 4s/iPad 3 o superiore App mobile per Android: Android 4.4 o superiore, con Bluetooth 4.0 BLE Dimensioni - peso: 68x20 mm (modulo) - 30g (modulo) Accuratezza clinica: conforme a IEC 80601-2-30